



Pressemitteilung

Sequenz XP-endo® Shaper Plus

FKG Dentaire präsentiert seine neue „Ein-Feilen-Sequenz“

La Chaux-de-Fonds, November 2017.

Eine neue Generation von Swiss-Made-Instrumenten ermöglicht sichere und effektivere Wurzelkanalbehandlungen dank der einzigartigen Fähigkeit, sich dreidimensional auszudehnen.

Die von dem führenden Schweizer Unternehmen für Endodontieprodukte FKG Dentaire SA eingeführte Sequenz XP-endo® Shaper Plus löst ein verbreitetes Problem der Zahnärzte: die Aufbereitung von komplexen Wurzelkanalsystemen, ohne dabei die Zahnstruktur zu schädigen. FKG hat die einzigartige Adaptive Core™-Technologie mit einem 3D-Design kombiniert und so Instrumente entwickelt, die sich leicht an die Anatomie des Wurzelkanals anpassen, so dass bisher unerreichbare Bereiche gereinigt werden können. Das Ergebnis sind die bessere Entfernung von Debris und eine verbesserte Spülung für eine sanftere, konservative Behandlung im Vergleich zur Verwendung von herkömmlichen NiTi-Feilen.

„Das Hauptproblem herkömmlicher Feilen ist ihre unzureichende Flexibilität, wodurch der Zahnarzt den Debris nicht vollständig entfernen kann und manchmal zu viel gesundes Dentin entfernt“, erläutert Thierry Rouiller, Geschäftsführer von FKG Dentaire.

„Aber all das ändert sich mit dieser Generation der XP-endo®-Instrumente.“

Die patentierte MaxWire®-Legierung reagiert auf die Körpertemperatur und macht die Instrumente äußerst flexibel im Vergleich zu Instrumenten mit der gleichen Aufbereitungsgröße. Durch einen kleineren, frei schwebenden, anpassungsfähigen 3D-Kern kann sich das Instrument dem Kanal ausdehnen und mit Leichtigkeit im Kanal vordringen. Gleichzeitig ist es äußerst widerstandsfähig gegen zyklische Ermüdung.

- Der XP-endo® Shaper (XP-S) bereitet den Wurzelkanal dreidimensional auf und erhält die ursprüngliche Form des Kanals zu verändern.
- Der XP-endo® Finisher (XP-F) reinigt dreidimensional und beseitigt Biofilm, selbst in Bereichen, die mit herkömmlichen Feilen nicht erreicht werden können.
- Die Instrumente werden in einer sterilen Blisterverpackung zum Einmalgebrauch geliefert und garantieren so maximale Sicherheit.

Mit der Sequenz XP-endo® Shaper Plus haben Zahnärzte die innovativsten Schweizer Präzisionsinstrumente zur Hand, um vollständige, minimalinvasive Wurzelkanalbehandlungen durchzuführen.



FKG-Referenzen:

Sequenz XP-endo® Shaper Plus

Sequenz XP-endo® Shaper Plus, 21 mm (K-Feile 10 + K-Feile 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAC.FK

Sequenz XP-endo® Shaper Plus, 25 mm (K-Feile 10 + K-Feile 15 + XP-S + XP-F): S1.XB0.00.SAD.FK



Weitere Informationen erhalten Sie bei FKG Dentaire:

FKG Dentaire SA

Crêt-du-Loche 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds

Schweiz

T. +41 32 924 22 44

F. +41 32 924 22 55

info@fkg.ch

www.fkg.ch

www.facebook.com/FKGDentaire

Über FKG Dentaire SA:

Das 1931 gegründete Schweizer Unternehmen FKG Dentaire hat im Jahr 1994 neuen Aufwind bekommen, als die Familie Rouiller die Leitung übernahm. Sie führte das Unternehmen an die vorderste Front für die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Dentalprodukten für Zahnärzte, Endodontisten und zahntechnische Labors. Die Strategie von FKG ist auf innovative Produkte, die höchste Präzision bieten, und die Entwicklung von Instrumenten für die Dentalwelt ausgerichtet, um Lösungen hervorzubringen, die anspruchsvollsten Anforderungen gerecht werden.