

Instrumentos rotatorios

Control de precisión

¿Una secuencia 1-2-3
o una a medida?
Mantener la atención
y el control.

RACE® EVO

Innovación en el corazón del valle suizo de la micro-tecnología

En el corazón del valle suizo de la microtecnología, llevamos desde 1931 ampliando los límites de las endodoncias al combinar tecnología e innovación.

Nuestra misión es proporcionar soluciones que respeten la compleja anatomía de las piezas dentales para mejorar la eficiencia del tratamiento. Con unos productos capaces de cambiar las reglas del juego como XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher y TotalFill, hemos transformado la forma en la que se practican las endodoncias dándoles a los profesionales sanitarios las mejores herramientas para que afronten los desafíos con seguridad.


Didier Devaud
Director general




Instrumentos rotatorios

Control de precisión

RACE EVO es tan preciso que parece que todo se haga sin esfuerzo. Una secuencia corta 1-2-3 y una amplia selección de limas le permite afrontar con fiabilidad la mayoría de las situaciones, desde las más rutinarias hasta casos más complejos. RACE EVO le da el control absoluto y le permite personalizar el procedimiento en todo momento. Deseará que todo sea igual de fácil de manejar. Así es como sacamos el máximo potencial a la endodoncia.




Ofrecemos una precisión segura para que todo se haga sin esfuerzo. Una secuencia sencilla 1-2-3 y una amplia selección de limas le permite afrontar con fiabilidad la mayoría de las situaciones, desde las más rutinarias hasta casos más complejos.




Control absoluto

Fabricadas teniendo en mente la precisión, el diseño único de RACE EVO garantiza una experiencia de usuario sin esfuerzo para que mantenga la atención y el control.



Secuencia simple 1-2-3

RACE EVO simplifica la gran mayoría de los tratamientos del conducto radicular ofreciendo una secuencia sencilla de 3 limas y ajustes de motor uniformes en toda la gama.



Amplia gama

RACE EVO es una solución completa para la mayoría de las situaciones clínicas. Su amplia y diversa gama le da la capacidad de crear su propia secuencia o secuencias personalizadas.



Control absoluto

Con su perfil RaCe único y fácil de usar, las limas RACE EVO ofrecen una maniobrabilidad excepcional y sin esfuerzo, lo que le proporciona el control completo durante las intervenciones.

Al hilo de 20 años de éxito demostrado, el diseño de filos cortantes alternantes de RACE EVO evitan el efecto de atornillamiento y aumentan la seguridad durante el giro constante.

Gracias a un control mejorado, siempre tendrá bajo control las limas y, además, reducirá el riesgo de errores iatrogénicos. RACE EVO es una experiencia perceptiblemente diferente con un avance suave y controlado a través del conducto radicular que establece un nuevo estándar en la experiencia táctil en endodoncia.



Amplia gama

RACE EVO ofrece una solución completa para la mayoría de las situaciones clínicas, lo que le proporciona flexibilidad para que personalice el tratamiento a la medida de las necesidades individuales de sus pacientes. Con una amplia y variada gama, puede crear una secuencia personalizada que se ajuste a los casos específicos que se le presenten.

La gama RACE EVO está formada por 18 artículos e incluye limas de apertura, de vía de deslizamiento y de conformación y cuatro limas adicionales de vía de deslizamiento sin tratamiento térmico (RaCe).

Esta colección de vía de deslizamiento única ofrece varias opciones de flexibilidad y rigidez, lo que le ayudará a elegir la lima perfecta incluso para los casos más difíciles.

Secuencia simple 1-2-3

RACE EVO ofrece una solución increíblemente sencilla: una secuencia de 3 limas que puede hacer frente a la mayoría de los casos.

Con una sola lima de vía de deslizamiento seguida de dos limas de conformación, su proceso de trabajo de endodoncia es sencillo y solo precisa de unos cuantos instrumentos.

Un protocolo sencillo y una configuración uniforme del motor en toda la gama le supondrá una menor complejidad a usted y una mayor comodidad a sus pacientes. RACE EVO es el culmen de la sencillez y se ha diseñado para facilitarle el trabajo.



La importancia de la velocidad

«El diseño de RACE ha sido desarrollado por FKG, así que estas fresas con bordes cortantes alternantes son las aliadas perfectas para un rendimiento de alta velocidad en giro constante. Eso hace que las limas RACE EVO sean increíblemente controlables, lo que permite a los usuarios reducir el riesgo de error.

Al contrario de lo que popularmente se piensa, la alta velocidad no es nuestra enemiga. Imagínese a un leñador cortando un árbol: si usa su motosierra a baja velocidad, sentirá una resistencia significativa y le costará conseguir su objetivo.

En cambio, si corta el mismo árbol con una motosierra a máxima velocidad, lo hará sin esfuerzo y rápidamente, manteniendo un control absoluto. Si prueba RACE EVO, ¡querrá tenerlo!».

Dr. Kleber Carvalho
DDS, MSc, PhD/São Bernardo
do Campo (Brasil)



¿Siente curiosidad?
Aquí encontrará más
detalles de RACE EVO:

Una
secuencia
para la
mayoría de
sus casos



VÍA DE DES-
LIZAMIENTO

CONFORMA-
CIÓN INICIAL

CONFORMA-
CIÓN FINAL

RE1

RE2

RE3 4 %

RE3 6 %



o bien

15/.04

25/.04

30/.04

25/.06

Seleccione la lima de conformación
final según su enfoque terapéutico.

Referencias



SECUENCIAS			
● RACE EVO Secuencia 4 % (3 limas por blíster)			
15/.04	}	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK
25/.04		25mm	S1.7B0.00.SCW.FK
30/.04		31mm	S1.7B0.00.SCX.FK
● RACE EVO Secuencia 6 % (3 limas por blíster)			
15/.04	}	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK
25/.04		25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
25/.06		31mm	S1.7B0.00.SDA.FK
RECARGA			
● ● RACE EVO 15/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DG.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DH.FK
● ● RACE EVO 25/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DI.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DJ.FK
● RACE EVO 30/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DK.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DL.FK
● RACE EVO 40/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DM.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DN.FK
● RACE EVO 50/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DO.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DP.FK
● RACE EVO 25/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DQ.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DU.FK
● RACE EVO 30/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DV.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DW.FK
● RACE EVO 35/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DX.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● Enfoque del 4 % ● Enfoque del 6 %

PUNTAS DE PAPEL		
Caja de 200 puntas de papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC
GUTAPERCHA		
Caja de 60 gutaperchas		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE
TOTALFILL® BC POINTS™		
Caja de 60 puntas BC		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE
TOTALFILL® BC SEALER™		
Jeringa 2 g + 15 puntas TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Caja de 60 puntas BC HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Jeringa 1,5 g + 15 puntas TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

Encontrar un socio:



Empower Endo



691

FKG Dentaire Sàrl
2322 Le Crêt-du-Loche
Suiza

FKG REF 997AA0011AES_REV2_2025-05-23 - © FKG Dentaire Sàrl - Las imágenes de nuestros productos no son contractuales

Bienvenido al corazón del valle suizo de la microtecnología.

Llevamos casi un siglo reinventando y cuestionando sin descanso lo que creíamos saber.

Nos esforzamos por crear innovaciones para nuevas formas de trabajar: más respetuosas, más eficientes, más ágiles, más ergonómicas y más seguras, al servicio de las nuevas generaciones y promoviendo nuevas visiones vitales para nosotros, para usted y para los pacientes.

Abrazamos el cambio que saca el máximo potencial de la endodoncia.

FKG | Change the game.

Sumérjase en nuestro universo
que cambia las reglas del juego



Consulte nuestra
página web



www.fkg.ch

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Suiza

+41 32 924 22 44
info@fkg.ch