

Adaptabilité

Agile par  
nature

Une lime de mise en forme tout-en-un qui respecte l'anatomie ?  
Changez d'approche. Adoptez Rise.

XP ENDO®  
Rise

# L'innovation au cœur de la vallée des microtechniques suisse

Depuis 1931, au cœur de la vallée des microtechniques suisse, nous combinons technologie et innovation pour repousser les limites de l'endodontie.

Notre mission : vous fournir des solutions qui respectent l'anatomie complexe des dents tout en améliorant l'efficacité du traitement. Grâce à des solutions innovantes telles que XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher et TotalFill, nous avons transformé la pratique de l'endodontie, en proposant aux praticiens de meilleurs outils pour relever sereinement les défis auxquels ils sont confrontés.


Didier  
Devaud  
Directeur  
général




Adaptabilité

## Agile par nature

Ce n'est pas une gamme de produits. C'est une nouvelle approche. Accédez à un futur agile avec XP-endo Rise. Ce concept unique de lime tout-en-un est innovant par nature. Mais c'est également le summum de la polyvalence et du respect de l'anatomie : il vous permet de réaliser des traitements et des retraitements efficaces tout en préservant au maximum la structure naturelle de la dent. C'est ainsi que nous dynamisons l'endodontie.




Avec sa conception unique et innovante pensée pour préserver la dent et un système amélioré d'élimination des bactéries et d'évacuation des débris, XP-endo Rise est un choix polyvalent pour les traitements initiaux comme pour les retraitements.



### Préservation de la dent

Adapté à l'anatomie naturelle de la dent, XP-endo Rise favorise l'élimination des bactéries et l'évacuation des débris tout en préservant au maximum la structure naturelle de la dent.



### Polyvalent : traitement/ retraitement

Le XP-endo Rise offre un degré élevé de polyvalence et de fiabilité pour les traitements initiaux et les retraitements, grâce à sa lime endodontique 2-en-1 exclusive, le XP-endo Rise Shaper.





# Préservation de la dent

Préservez au maximum la dent grâce à une solution adaptative qui privilégie l'anatomie naturelle.

La conception expansible de la lime XP-endo Rise Shaper lui permet de s'adapter au canal, contrairement aux systèmes conventionnels qui exigent que le canal s'adapte à la lime. Elle permet ainsi d'éliminer les bactéries et d'évacuer les débris efficacement tout en préservant au maximum la structure naturelle de la dent.

Cette approche fiable, très efficace et moins invasive vous permet d'obtenir des résultats cliniques exceptionnels.

# Polyvalent : traitement/ retraitement

Le système XP-endo Rise se distingue par sa polyvalence : le XP-endo Rise Shaper, sa lime endodontique 2-en-1 unique en son genre, permet de réaliser les traitements initiaux comme les retraitements.


Cette lime retire le gutta percha très rapidement et de façon efficace lors des procédures de retraitement et permet la mise en forme du canal lors du traitement initial comme lors du retraitement.




# Vous voulez en savoir plus ? Voici plus de détails sur le XP-endo Rise :

Un instrument de cathétérisme  
+ un instrument de mise en  
forme de la même gamme =  
une procédure simplifiée

Ce système unique en son genre garantit un grande prévisibilité, offre une excellente capacité d'adaptation au canal et permet plusieurs utilisations au cours du traitement initial. La résistance supérieure du XP-endo Rise associée à l'avantage de procédures plus rapides.\*



# Simplifiez votre protocole de retraitement



**2x**  
plus rapide\*\*

XP-endo Shaper vs un  
concurrent conventionnel  
pour la réalisation des  
procédures de retraitement

**2x**  
plus de débris  
retirés\*\*\*


Finisher R vs PUI

\* Azim AA, Piasecki L, da Silva Neto UX, Cruz ATG, Azim KA. XP Shaper, A Novel Adaptive Core Rotary Instrument: Micro-computed Tomographic Analysis of Its Shaping Abilities. J Endod. 2017;43(9):15321538. doi:10.1016/j.joen.2017.04.022 & Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Publié le 24 mars 2021. doi:10.1155/2021/6697587

\*\* Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Publié le 24 mars 2021. doi:10.1155/2021/6697587


\*\*\* De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899907. doi:10.1111/iej.13077

Jusqu'à  
99,5 % des  
bactéries  
éliminées\*



Capacité d'évacuation des  
débris élevée dans les canaux  
en C (jusqu'à 98,9 %)\*\*

Accumulation/compaction  
des débris avec un modèle  
conventionnel vs flottement  
libre avec turbulences pour le  
XP-endo Rise Shaper



\* Siddique R, Nivedhitha MS, Ranjan M, Jacob B, Solete P. Comparison of antibacterial effectiveness of three rotary file system with different geometry in infected root canals before and after instrumentation-a double-blinded randomized controlled clinical trial. *BDJ Open*. 2020;6:8. Publié le 8 juin 2020. doi:10.1038/s41405-020-0035-7.

\*\* Zhao Y, Fan W, Xu T, Tay FR, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of several instrumentation techniques and irrigation methods on the percentage of untouched canal wall and accumulated dentine debris in C-shaped canals. *Int Endod J*. 2019;52(9):1354-1365. doi:10.1111/iej.13119

## Références

### SÉQUENCES

#### XP-endo® Rise Sequence (3\*2 pces par boîte)

15/.04	21 mm	S1.XB0.00.SAI.FK
30/.04	25 mm	S1.XB0.00.SAG.FK
30/.04	31 mm	S1.XB0.00.SAJ.FK

#### XP-endo® Rise Retreatment (1\*3 pces par boîte)

30/.10 (15 mm)	21 mm	S1.XB0.00.SAK.FK
30/.04	25 mm	S1.XB0.00.SAH.FK
30/.00	31 mm	S1.XB0.00.SAL.FK

### RÉASSORT

#### XP-endo® Rise Glider

15/.04	6×	21 mm	S1.7B0.00.0HN.FK
	6×	25 mm	S1.7B0.00.0HO.FK
	6×	31 mm	S1.7B0.00.0HP.FK

#### XP-endo® Rise Shaper

30/.04	6×	21 mm	S1.XB0.00.0AR.FK
	6×	25 mm	S1.XB0.00.0AS.FK
	6×	31 mm	S1.XB0.00.0AT.FK

#### XP-endo® Rise Shaper

30/.04	3×	21 mm	S1.XB0.00.0AU.FK
	3×	25 mm	S1.XB0.00.0AV.FK
	3×	31 mm	S1.XB0.00.0AW.FK

### Finisher

25/.00	3×	21 mm	S1.XB0.00.0AX.FK
	3×	25 mm	S1.XB0.00.0AY.FK
	3×	31 mm	S1.XB0.00.0AZ.FK

### Finisher R

30/.00	3×	21 mm	S1.XB0.00.0BA.FK
	3×	25 mm	S1.XB0.00.0BB.FK
	3×	31 mm	S1.XB0.00.0BC.FK

### POINTES DE PAPIER

#### Boîte de 200 pointes de papier

30/.04	08.610.04.030.BC
35/.04	08.610.04.035.BC
40/.04	08.610.04.040.BC
50/.04	08.610.04.050.BC

### GUTTA PERCHA

#### Boîte de 60 cônes de gutta percha

30/.04	08.600.04.030.RE
35/.04	08.600.04.035.RE
40/.04	08.600.04.040.RE
50/.04	08.600.04.050.RE

### TOTALFILL® BC POINTS™

#### Boîte de 60 pointes BC

30/.04	08.650.04.030.RE
35/.04	08.650.04.035.RE
40/.04	08.650.04.040.RE
50/.04	08.650.04.050.RE

### TOTALFILL® BC SEALER™

#### Seringue 2 g + 15 embouts TotalFill BC



08.650.00.007.XX

### TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

#### Boîte de 60 pointes BC HiFlow

30/.04	08.650.04.030.HF
35/.04	08.650.04.035.HF
40/.04	08.650.04.040.HF
50/.04	08.650.04.050.HF

### TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

#### Seringue 1,5 g + 15 embouts TotalFill BC



08.650.00.008.XX

Rechercher un partenaire :





# Empower Endo



FKG REF. 99.X00.00.08A.FR\_REV3\_05-23 – © FKG Dentaire Sàrl – Photos non contractuelles

## Bienvenue au cœur de la vallée des microtechniques suisse.

Depuis près d'un siècle, nous ne cessons de réinventer et de remettre en question nos certitudes.

Nous avons à cœur de créer des méthodes de travail innovantes, plus respectueuses, plus efficaces, plus agiles, plus ergonomiques et plus sûres, au service des nouvelles générations et favorisant de nouvelles visions de la vie, pour nous, pour vous et pour les patients.

Nous adoptons des changements qui dynamisent l'endodontie.

FKG | Change the game.

Découvrez notre univers  
innovant



Visitez notre  
site web



[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

FKG Dentaire Sàrl  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Suisse

+41 32 924 22 44  
[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)