

Linea adattiva

Spirito agile

Un file di sagomatura all-in-one che rispetta l'anatomia? Cambiate e progredite.

Innovazione nel cuore della valle svizzera della micro- tecnologia

Dal 1931, dal cuore della valle svizzera della microtecnologia, spingiamo i confini dell'endodonzia, combinando tecnologia e innovazione.

La nostra missione è fornire soluzioni che rispettino la complessa anatomia dei denti, migliorando l'efficienza del trattamento. Con innovazioni rivoluzionarie come XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, abbiamo trasformato la pratica dell'endodonzia, offrendo ai medici strumenti migliori per affrontare le sfide in sicurezza.


Didier
Devaud
Direttore
generale




Linea adattiva

Spirito agile

Non è una linea di prodotti: è una nuova filosofia. Vivete un futuro più agile con XP-endo Rise. Questo concept unico "un file per tutto" è di per sé innovativo. Ma rappresenta anche l'apice della versatilità e del rispetto anatomico: permette all'odontoiatra di eseguire trattamenti e ritrattamenti efficienti, preservando quanto più possibile la struttura naturale del dente. Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.




Con un design unico e innovativo per la preservazione del dente e un sistema per la rimozione migliorata di batteri e detriti, XP-endo Rise è una scelta versatile sia per i trattamenti iniziali sia per i ritrattamenti.



Preservazione del dente

Adattato alla naturale anatomia del dente, XP-endo Rise incrementa la rimozione di batteri e detriti, preservando il più possibile la struttura naturale del dente.



Trattamento/ ritrattamento versatile

XP-endo Rise offre un alto livello di versatilità e affidabilità per trattamento iniziale e ritrattamento, grazie a un esclusivo file endodontico 2-in-1, l'XP-endo Rise Shaper.



Preservazione del dente

Ottenete il massimo in termini di preservazione dei denti grazie a una soluzione adattiva che dà priorità all'anatomia naturale.

XP-endo Rise Shaper presenta un design espandibile, che si adatta al canale, a differenza dei sistemi tradizionali per cui è il canale che deve adattarsi al file. Ciò assicura l'effettiva rimozione di batteri e detriti, preservando quanto più possibile la struttura naturale del dente.

L'odontoiatra può affidarsi a questo approccio per garantire al paziente risultati eccellenti con la massima efficienza e minore invasività.

Trattamento/ritrattamento versatile

Il sistema XP-endo Rise si distingue per la sua versatilità, supportando sia i trattamenti iniziali sia i ritrattamenti grazie al suo file endodontico 2-in-1 unico, l'XP-endo Rise Shaper.


Questo file rimuove la guttaperca in modo incredibilmente rapido ed efficace durante le procedure di ritrattamento e permette la sagomatura canalare sia durante il trattamento iniziale sia nel ritrattamento.



Ti incuriosisce? Maggiori dettagli su XP-endo Rise:

Un glide path dedicato + un file di sagomatura = una procedura chiara

Un sistema assolutamente unico che offre predicibilità, un'eccellente capacità di adattarsi al canale e impiego multiplo nel trattamento iniziale. La resistenza superiore di XP-endo Rise, combinata al vantaggio aggiuntivo di procedure più rapide.*



Semplificate il vostro protocollo di ritrattamento

2 x
più veloce**

XP-endo Shaper rispetto a un concorrente convenzionale nell'esecuzione di procedure di ritrattamento

2 x
maggiore rimozione di detriti***

Finisher R vs. PUI




* Azim AA, Piasecki L, da Silva Neto UX, Cruz ATG, Azim KA. XP Shaper, A Novel Adaptive Core Rotary Instrument: Micro-computed Tomographic Analysis of Its Shaping Abilities. J Endod. 2017;43(9):15321538. doi:10.1016/j.joen.2017.04.022 & Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Pubblicato in data 24 marzo 2021. doi:10.1155/2021/6697587

** Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Pubblicato in data 24 marzo 2021. doi:10.1155/2021/6697587


*** De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899907. doi:10.1111/iej.13077

Elevata riduzione di batteri fino al 99,5%*



Elevata rimozione dei detriti in canali con forma a C (fino al 98,9%)**












Design tradizionale accumulo di detriti / compattazione vs. XP-endo Rise Shaper flottante con turbolenza



* Siddique R, Nivedhitha MS, Ranjan M, Jacob B, Solete P. Comparison of antibacterial effectiveness of three rotary file system with different geometry in infected root canals before and after instrumentation-a double-blinded randomized controlled clinical trial. BDJ Open. 2020;6:8. Pubblicato l'8 giugno 2020 doi:10.1038/s41405-020-0035-7.

** Zhao Y, Fan W, Xu T, Tay FR, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of several instrumentation techniques and irrigation methods on the percentage of untouched canal wall and accumulated dentine debris in C-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(9):1354-1365. doi:10.1111/iej.13119

Referenze

SEQUENZE			
Sequenza XP-endo® Rise (3*2 pz. per blister)			
	21 mm	S1.XB0.00.SAI.FK	}
	25 mm	S1.XB0.00.SAG.FK	
	31 mm	S1.XB0.00.SAJ.FK	
15/.04			
30/.04			
Ritrattamento XP-endo® Rise (1*3 pezzi per blister)			
	21 mm	S1.XB0.00.SAK.FK	}
	25 mm	S1.XB0.00.SAH.FK	
	31 mm	S1.XB0.00.SAL.FK	
30/.10 (15 mm)			
30/.04			
30/.00			
REFILL			
XP-endo® Rise Glider			
	6× 21 mm	S1.7B0.00.0HN.FK	
	6× 25 mm	S1.7B0.00.0HO.FK	
	6× 31 mm	S1.7B0.00.0HP.FK	
15/.04			
XP-endo® Rise Shaper			
	6× 21 mm	S1.XB0.00.0AR.FK	
	6× 25 mm	S1.XB0.00.0AS.FK	
	6× 31 mm	S1.XB0.00.0AT.FK	
30/.04			
XP-endo® Rise Shaper			
	3× 21 mm	S1.XB0.00.0AU.FK	
	3× 25 mm	S1.XB0.00.0AV.FK	
	3× 31 mm	S1.XB0.00.0AW.FK	
30/.04			
Finisher			
	3× 21 mm	S1.XB0.00.0AX.FK	
	3× 25 mm	S1.XB0.00.0AY.FK	
	3× 31 mm	S1.XB0.00.0AZ.FK	
25/.00			
Finisher R			
	3× 21 mm	S1.XB0.00.0BA.FK	
	3× 25 mm	S1.XB0.00.0BB.FK	
	3× 31 mm	S1.XB0.00.0BC.FK	
30/.00			

PUNTE DI CARTA		
Confezione da 200 punte di carta		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	35/.04	08.610.04.035.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTAPERCA		
Confezione da 60 coni in guttaperca		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	35/.04	08.600.04.035.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™		
Confezione da 60 punte BC		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	35/.04	08.650.04.035.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™	
Siringa da 2 g + 15 puntali TotalFill BC	
	08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Confezione da 60 punte BC HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	35/.04	08.650.04.035.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW	
Siringa da 1,5 g + 15 puntali TotalFill BC	
	08.650.00.008.XX

Trova un rivenditore:



Empower Endo

FKG REF.99.X00.00.08A1T_REV3_2025-05-23 - © FKG Dentaire Sàrl - Le immagini dei nostri prodotti non sono vincolanti



Benvenuti nel cuore della valle svizzera della microtecnologia.

Da quasi un secolo reinventiamo e mettiamo costantemente in discussione ciò che pensavamo di sapere.

Ci impegniamo a creare innovazioni che introducano nuovi modi di lavorare: più rispettosi, efficienti, agili, ergonomici e sicuri, al servizio delle nuove generazioni, promuovendo nuove visioni di vita, per noi, per voi e per i pazienti.

Abbracciamo il cambiamento che migliora le performance nell'endodonzia.

FKG | Change the game.

Entra nel nostro universo
rivoluzionario



Visita il nostro
sito web



www.fkg.ch

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Svizzera

+41 32 924 22 44
info@fkg.ch