

Adaptativo

Espírito  
ágil

Uma lima de modelação tudo  
em um que respeita a anatomia?  
Mude e evolua.

**XP ENDO®**  
Rise

# Inovação no coração do vale suíço da micro- tecnologia

Desde 1931, no coração do vale suíço da microtecnologia, que testamos os limites da endodontia ao combinar tecnologia e inovação.

A nossa missão é oferecer soluções que respeitem a anatomia complexa dos dentes, aumentando, ao mesmo tempo, a eficiência do tratamento. Com os nossos produtos inovadores, como XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, transformámos a prática da endodontia, dando ferramentas melhores aos clínicos para enfrentarem os seus desafios com confiança.


Didier  
Devaud  
Diretor  
geral




Adaptativo

## Espírito ágil

Não é uma linha de produtos. É uma nova filosofia. Experimente um futuro ágil com XP-endo Rise. Este conceito exclusivo de lima universal é inovador por si só. Mas é também o ápice da versatilidade e do respeito pela anatomia: dando-lhe a confiança para realizar tratamentos e retratamentos eficientes, preservando, ao mesmo tempo, o máximo possível da estrutura natural do dente. É assim que damos poder à endodontia.




Com um design exclusivo e inovador para a preservação do dente e um sistema de eliminação avançado de bactérias e detritos, XP-endo Rise é uma escolha versátil para tratamentos iniciais e retratamentos.



### Preservação do dente

Adaptado à anatomia natural do dente, XP-endo Rise ajuda na eliminação de bactérias e detritos, preservando, ao mesmo tempo, o máximo possível da estrutura natural do dente.



### Versátil: tratamento/ retratamento

XP-endo Rise oferece versatilidade e fiabilidade ao mais alto nível para tratamento inicial e retratamento, incluindo uma exclusiva lima endodôntica 2 em 1, a XP-endo Rise Shaper.





# Preservação do dente

Alcance a derradeira preservação do dente com uma solução adaptativa que prioriza a anatomia natural.

A lima XP-endo Rise Shaper dispõe de um design expansível, pelo que se adapta ao canal — ao contrário dos sistemas tradicionais, em que é o canal que se adapta à lima. Isto assegura uma eliminação eficaz de bactérias e detritos, preservando o máximo possível da estrutura natural do dente.

Pode confiar nesta abordagem para conseguir excelentes resultados no paciente, com eficiência máxima, sem ser tão invasivo.

# Versátil: tratamento/retratamento

O sistema XP-endo Rise destaca-se pela sua versatilidade, ajudando tanto nos tratamentos iniciais como nos retratamentos, com a sua exclusiva lima endodôntica 2 em 1 — XP-endo Rise Shaper.


Esta lima remove a guta-percha de uma forma incrivelmente rápida e eficaz em retratamentos, e permite a modelação do canal durante o tratamento inicial e o retratamento.



# Curioso? Mais dados sobre XP-endo Rise:

Um "glidepath" de marca + um modelador = um procedimento claro

Um sistema exclusivo que oferece previsibilidade, uma excelente capacidade de adaptação ao canal e diversas utilizações no tratamento inicial. A resistência superior de XP-endo Rise aliada à vantagem acrescida de tempos de processamento mais curtos.\*



# Simplifique o seu protocolo de retratamento



2x  
mais rápido\*\*

XP-endo Shaper em comparação com um concorrente convencional para procedimentos de retratamento

2x  
mais remoção de detritos\*\*\*


Finisher R em comparação com PUI

\* Azim AA, Piasecki L, da Silva Neto UX, Cruz ATG, Azim KA. XP Shaper, A Novel Adaptive Core Rotary Instrument: Micro-computed Tomographic Analysis of Its Shaping Abilities. J Endod. 2017;43(9):15321538. doi:10.1016/j.joen.2017.04.022 & Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Publicado em 24 de março de 2021 doi:10.1155/2021/6697587

\*\* Al Omari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Publicado em 24 de março de 2021 doi:10.1155/2021/6697587


\*\*\* De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899907. doi:10.1111/iej.13077

Elevada  
redução de  
bactérias -  
até 99,5%\*



Elevada remoção de  
detritos nos canais em C  
(até 98,9%)\*\*

Padrão tradicional da  
acumulação de detritos/  
compactação em comparação  
com XP-endo Rise Shaper  
de flutuação livre com  
turbulência



\* Siddique R, Nivedhitha MS, Ranjan M, Jacob B, Solete P. Comparison of antibacterial effectiveness of three rotary file system with different geometry in infected root canals before and after instrumentation-a double-blinded randomized controlled clinical trial. BDJ Open. 2020;6:8. Publicado em 8 de junho de 2020. doi:10.1038/s41405-020-0035-7.

\*\* Zhao Y, Fan W, Xu T, Tay FR, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of several instrumentation techniques and irrigation methods on the percentage of untouched canal wall and accumulated dentine debris in C-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(9):1354-1365. doi:10.1111/iej.13119

## Referências

SEQUÊNCIAS		
XP-endo® Rise Sequence (3*2 un. por blister)		
	21mm	S1.XB0.00.SAI.FK
	25mm	S1.XB0.00.SAG.FK
	31mm	S1.XB0.00.SAJ.FK

XP-endo® Rise Retreatment (1*3 un. por blister)		
	21mm	S1.XB0.00.SAK.FK
	25mm	S1.XB0.00.SAH.FK
	31mm	S1.XB0.00.SAL.FK

RECARGA		
XP-endo® Rise Glider		
	6x 21mm	S1.7B0.00.0HN.FK
	6x 25mm	S1.7B0.00.0HO.FK
	6x 31mm	S1.7B0.00.0HP.FK

XP-endo® Rise Shaper		
	6x 21mm	S1.XB0.00.0AR.FK
	6x 25mm	S1.XB0.00.0AS.FK
	6x 31mm	S1.XB0.00.0AT.FK

XP-endo® Rise Shaper		
	3x 21mm	S1.XB0.00.0AU.FK
	3x 25mm	S1.XB0.00.0AV.FK
	3x 31mm	S1.XB0.00.0AW.FK

Finisher		
	3x 21mm	S1.XB0.00.0AX.FK
	3x 25mm	S1.XB0.00.0AY.FK
	3x 31mm	S1.XB0.00.0AZ.FK

Finisher R		
	3x 21mm	S1.XB0.00.0BA.FK
	3x 25mm	S1.XB0.00.0BB.FK
	3x 31mm	S1.XB0.00.0BC.FK

PONTAS DE PAPEL		
Caixa de 200 pontas de papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	35/.04	08.610.04.035.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTA-PERCHA		
Caixa de 60 guta-percha		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	35/.04	08.600.04.035.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™		
Caixa de 60 pontas BC		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	35/.04	08.650.04.035.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™		
Seringa 2 g + 15 pontas TotalFill BC		
		08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Caixa de 60 pontas BC HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	35/.04	08.650.04.035.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Seringa 1,5 g + 15 pontas TotalFill BC		
		08.650.00.008.XX

Procurar um parceiro:



# Empower Endo

FKG REF 98X000008A PT\_REV3\_2025-05-25 - © FKG Dentaire Sàrl - As figuras dos nossos produtos não são contratuais



Bem-vindo ao coração do vale suíço da microtecnologia.

Há quase um século que nos reinventamos continuamente, desafiando aquilo que julgávamos saber.

Damos o nosso melhor para inovar a forma de trabalhar: mais respeitosa, mais eficiente, mais ágil, mais ergonómica e mais segura — em prol das novas gerações, promovendo novas perspetivas da vida, para nós, para si e para os seus pacientes.

Acolhemos a mudança que dá poder à endodontia.

FKG | Change the game.

Entre no nosso  
universo inovador



Consulte  
o nosso site



[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

FKG Dentaire Sàrl  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Suíça

+41 32 924 22 44  
[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)